

*Derrière chaque résultat ELISA précis... se cache un lavage parfait*



# Laveur de plaque

LE MODÈLE: EW96

- Grand écran lcd
- Module multi-tampon
- Fonction de balayage avec aspiration
- Compatible avec les plaques à fond f, u ou v
- Système automatique de surveillance des liquides
- 2 positions d'incubation elisa standard (en option)



## Spécifications techniques

Type de plaque	Plaque de 96 puits
Tête de lavage	8/12
Volume résiduel d'aspiration	< 2µl
Volume de distribution	10-3000µl par incréments de 1µl
Nombre de cycles de lavage	1-99 réglable
Temps de trempage	0~999s
Temps d'agitation	0~999s
Taille	400 mmx 310 mmx 169 mm
Alimentation électrique	AC 110V, 60Hz AC 220V, 50Hz
La température	5°C~35°C
Humidité	15%~85%
Poids	8 kg

